

**RXSUL**

INSTRUÇÕES DE USO ÓCULOS PLUMBÍFERO

Características

- Lentes feitas de chumbo e vidro para proteção de raios-X.
- A adição de lentes laterais faz a proteção contra radiação difusa.
- Este óculos vem com um estojo próprio de armazenamento, pano de limpeza e cordão para o pescoço de fácil ajuste.
- Proteção Frontal $\geq 0,75\text{mm Pb}$ / Proteção Lateral = $0,50\text{mm Pb}$

Condições de armazenamento

- Evitar exposição excessiva à luz solar direta, fontes de calor ou temperaturas extremas;
- O contato com produtos químicos, líquidos ou vapores, podem causar danos na estrutura;
- Lentes de chumbo são mais sensíveis, podem riscar com mais facilidade, portanto os óculos devem ser armazenados em sua caixa protetora.

Limpeza das lentes

- Detergentes suaves são os mais adequados para este tipo de óculos;
- Utilizar pano macio para limpeza a seco.

Vida útil do produto

Este produto pode ser utilizado sem termo de validade, a menos que qualquer dano físico seja encontrado. Consulte o distribuidor sempre que necessário.

Registro Anvisa nº 10410130035

Responsável Técnico: Diógenes Borges CRF/SC 1117

Fabricante:

Uniray Medical LLP

C - 97, TTC Industrial Area, Turbhe - Mahape Road - Navi Mumbai - 400705 - India